

Przeznaczenie:

Kabel IBP jest przeznaczony do połączenia elektrycznego między monitorem pacjenta a przetwornikiem ciśnienia.

Struktura:

Składa się z wtyczki, kabla i adaptera przetwornika.

Przechowywanie i obsługa:

Gdy kable nie są używane, powinny być luźno zwinięte i przechowywane w temperaturze pokojowej. Nie owijaj kabli wokół sprzętu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych przewodów.

Warunki pracy:

Temperatura otoczenia: 0 to +40°C Wilgotność

względna: 15 to 85%

Ciśnienie atmosferyczne: 86kpa ~ 106kp

Czyszczenie i dezynfekcja:

Kabel należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub 70% alkoholem izopropylowym. Przed użyciem należy pozostawić przewód do całkowitego wyschnięcia. Nie należy używać żadnych środków ściernych ani chemicznych z wyjątkiem 70% alkoholu izopropylowego. Nie napromieniowywać, nie autoklawować, nie moczyć ani nie zanurzać kabla w żadnych roztworach.

Transport: Do transportu należy używać dostępnych środków. Podczas transportu należy zapobiegać wyciskaniu i deszczowi lub śniegowi. Zabrania się mieszania z produktami trującymi, szkodliwymi i zaprawiającymi.

Uwagi: 1. Nieprawidłowe umieszczenie elektrod może spowodować niedokładny pomiar.

2. Nigdy nie zanurzać kabla w wodzie lub środku dezynfekującym.

Ostrzeżenia: 1. Upewnij się, że przewód jest fizycznie nienaruszony, bez pękniętych lub postrzępionych przewodów lub uszkodzonych części. Sprawdź wzrokowo przewód i wyrzuć go w przypadku stwierdzenia pęknięć lub przebarwień.

2. Nie należy podejmować prób ponownego przetwarzania, regeneracji lub recyklingu kabli, ponieważ procesy te mogą uszkodzić elementy elektryczne, potencjalnie prowadząc do obrażeń pacjenta.

3. Nieprawidłowe podłączenie przetwornika lub kabla do monitora pacjenta spowoduje przerywany odczyt, niedokładne wyniki lub brak odczytów.

4. Aby uniknąć uszkodzenia kabla, podczas podłączania lub odłączania należy zawsze trzymać go za złącze, a nie za kabel.

5. Pełne instrukcje lub dodatkowe instrukcje można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi monitora pacjenta.

6. Ostrożnie prowadzić kabel i przewód pacjenta, aby ograniczyć możliwość zaplątania się lub uduszenia pacjenta.

Przeciwwskazania: Nie

Utylizacja:

W przypadku utylizacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub polityką szpitala. Nie utylizować do zwykłego pojemnika.

Informacje o symbolach:



Uwaga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi



Bez lateksu



Patrz instrukcja obsługi



Zgodność z wymogami rozporządzenia MDR EU 2017/745



Numer LOT



Data produkcji



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

Producent: Xuzhou Maicuff Technology Co., Ltd.

Adres: 8#-2-1106 Jinxiujiayuan, Jianguo West Road, Xuzhou City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-516-85908810

Fax: 0086-516-85908830

<http://www.maicuff.com>

E-mail: info@maicuff.com